



Diagnostics is in our blood.

Face to face:
**¿Monitorización del
tratamiento con
emicizumab?**



Ana Rosa Cid Haro. Unidad Hemostasia y
Trombosis. Hospital La Fe

18/11/2022



No conflictos intereses para realización esta presentación

Emicizumab



Profilaxis en HAG con/sin inhibidores

Emicizumab




FIGURE 2 Regulatory approval of emicizumab for inhibitor and non-inhibitor indications by year of approval. Data supplied courtesy of Roche Global, Switzerland

Emicizumab

La farmacocinética se mantiene estable en todos los regímenes







Table 1. Bleeding rates and proportion of patients with zero treated bleeds reported in clinical trials of emicizumab-kxwh.

Emicizumab-kxwh dose 1.5 mg/kg QW			
	HAVEN 1* [16]	HAVEN 2 [17]	HAVEN 3 [18]
Population	≥12 YO	<12 YO (and 12–17 YO if under 40 kg)	≥12 YO
Inhibitor status	Inhibitor	Inhibitor	Non-inhibitor
N patients	35	65	36
Treated bleeds			
ABR, model based (95% CI)	2.9 (1.69, 5.02)	0.3 (0.17, 0.50)	1.5 (0.9, 2.5)
% reduction (RR)#, P-value	87% (0.13), P < 0.0001	–	96%
Median ABR, calculated (IQR)	0.0 (0.0–3.7)	0.0 (0.0–0.0)	0.0 (0.0–2.5)
Zero bleeds, % (95% CI)	–	76.9% (64.8, 86.5)	56% (38, 72)
All bleeds			
ABR, model based (95% CI)	5.5 (3.58, 8.60)	3.2 (1.94, 5.22)	2.5 (1.6, 3.9)
% reduction (RR)#, P-value	80% (0.20), P < 0.0001	–	95%
Median ABR, calculated (IQR)	2.0 (0.0–9.9)	0.6 (0.00, 2.92)	0.6 (0.0–3.9)
Zero bleeds, % (95% CI)	–	49.2% (36.6, 61.9)	50% (33, 67)
Emicizumab-kxwh dose 3 mg/kg Q2W			
	HAVEN 2 [17]	HAVEN 3 [18]	HOHOEMI [19]
Population	<12 YO (and 12–17 YO if under 40 kg)	≥12 YO	<12 YO
Inhibitor status	Inhibitor	Non-inhibitor	Non-inhibitor
N patients	10	35	6
Treated bleeds			
ABR, model based (95% CI)	0.2 (0.03, 1.72)	1.3 (0.8, 2.3)	1.3 (0.59, 2.92)
% reduction (RR)#, P-value	–	97%	–
Median ABR, calculated (IQR)	0.0 (0.0–0.0)	0.0 (0.0–1.9)	1.4 (0.0–2.52)
Zero bleeds, % (95% CI)	90% (55.5, 99.7)	60% (42, 76)	33.3%
All bleeds			
ABR, model based (95% CI)	1.5 (0.62, 3.40)	2.6 (1.6, 4.3)	14.1 (7.63, 26.17)
% reduction (RR)#, P-value	–	94%	–
Median ABR, calculated (IQR)	0.0 (0.00, 2.81)	1.6 (0.0–4.0)	10.7 (5.51–20.37)
Zero bleeds, % (95% CI)	60% (26.2, 87.8)	40% (24, 58)	0
Emicizumab-kxwh dose 6 mg/kg Q4W			
	HAVEN 2 [17]	HAVEN 4 [14]	HOHOEMI [19]
Population	<12 YO (and 12–17 YO if under 40 kg)	≥12 YO	<12 YO
Inhibitor status	Inhibitor	Inhibitor/Non-inhibitor	Non-inhibitor
N patients	10	41 [§]	7
Treated bleeds			
ABR, model based (95% CI)	2.2 (0.69, 6.81)	2.4 (1.4, 4.3)	0.7 (0.18, 2.65)
Median ABR, calculated (IQR)	0.0 (0.0–3.26)	0.0 (0.0–2.1)	0.0 (0.0–1.73)
Zero bleeds, % (95% CI)	60% (26.2, 87.8)	56% (39.7, 71.5)	71.4%
All bleeds			
ABR, model based (95% CI)	3.8 (1.42, 10.11)	4.5 (3.1, 6.6)	21.8 (9.16, 51.80)
Median ABR, calculated (IQR)	1.6 (0.00, 4.84)	2.1 (0.0–5.9)	13.8 (4.58, 27.51)
Zero bleeds, % (95% CI)	50% (18.7, 81.3)	29% (16.1, 45.5)	14.3%

Mg, milligram; kg, kilogram; YO, year old; N, number; ABR, annualized bleeding rate; CI, confidence interval; RR, risk ratio; IQR, interquartile range.

* Bleeding rates of participants assigned to Group A (emicizumab-kxwh 1.5 mg/kg/wk) of HAVEN 1 who were receiving episodic treatment with BPAs prior to trial enrollment.

Percent risk reduction in bleeding compared to no emicizumab-kxwh prophylaxis.

§ 5 patients with inhibitors present at study entry.

Emicizumab → Monitorización

NO REQUIERE MONITORIZACIÓN

Emicizumab → Monitorización

- *Situaciones en las que sería deseable monitorizar*
- *Cómo deberíamos monitorizar*

Emicizumab *Situaciones especiales donde monitorizar*

Valorar eficacia emicizumab



- Comprobar adherencia al tratamiento
- Comprobar presencia de ADA con efecto neutralizante
- Efectuar tratamientos individualizados

Valorar la hemostasia global

- Tratamiento episodios hemorrágicos con agentes bypass (FVIII)
- Preoperatorio/cirugía en combinación con agentes bypass (FVIII)
- Junto al tratamiento de inmunotolerancia
- Nuevas indicaciones del producto

Emicizumab

Diferencias con el FVIII


 <p style="text-align: center;">FVIIIa</p>	 <p style="text-align: center;">ACE910/Emicizumab</p>
Multiple sites of interaction	Single sites of interaction
High affinity for enzyme & substrate <i>(low to high nanomolar range)</i>	Low affinity for enzyme & substrate <i>(micromolar range)</i>
Specific for FIXa and FX <i>(no binding to FIX and FXa)</i>	No distinction between zymogen and enzyme <i>(FIX vs FIXa and FX vs FXa)</i>
Full cofactor activity <ul style="list-style-type: none"> - <i>promotes phospholipid binding</i> - <i>stabilizes FIXa active site</i> - <i>bridges FIXa to FX</i> 	Partial cofactor activity <ul style="list-style-type: none"> - <i>bridges FIXa to FX</i>
Enzyme and substrate are in excess over cofactor	Antibody is in excess over enzyme and substrate
FVIIIa has on/off mechanism	Emicizumab has no on/off mechanism
High level of self-regulation	Low level of self-regulation

Lenting PJ. Blood. 2017 Dec 7;130(23):2463-2468.

Emicizumab

Efecto sobre los test de laboratorio



Test results affected by emicizumab	Test results unaffected by emicizumab
APTT reduced	
PT reduced [described as a clinically insignificant effect]	PT-based assays
APTT-based single factor assays (increased)	Thrombin time
APTT-based inhibitor screens (false negative)	Clauss fibrinogen
APTT-based factor inhibitor titres (false negative)	Immuno-based assays
Chromogenic FVIII assays using human-derived FIXa and FX (increased)	Chromogenic FVIII assays using bovine-derived FIXa and FX
Activated clotting time (ACT) (possibly reduced)	Chromogenic assays for coagulation factors or treatments other than FVIII.



Emicizumab

Interacción emicizumab en los análisis utilizados en la monitorización


FVIII activity assays	<u>FVIII OSA (aPTT-based)</u>	FVIII: sensitive Emicizumab: oversensitive; normalizes at very low concentrations of emicizumab ^{16,36}	Cannot be used to measure emicizumab or FVIII activity
	<u>Modified FVIII OSA calibrated against emicizumab</u>	FVIII: slightly sensitive Emicizumab: sensitive ^{41,46}	<u>May be used to measure emicizumab plasma levels</u>
	<u>FVIII CSA (bovine components: Siemens, etc.)</u>	FVIII: sensitive Emicizumab: insensitive; emicizumab does not accelerate FXa formation by bovine FIXa ⁵⁷	Cannot be used to measure emicizumab activity. <u>May be used to measure FVIII activity without interference from emicizumab in the sample</u>
	<u>FVIII CSA (human components: Hyphen BIOPHEN)</u>	FVIII: sensitive Emicizumab: sensitive (within the dynamic range of the assay) ⁴¹	Reported <u>FVIII cannot be viewed as equivalent to FVIII activity measured in patients treated with FVIII. May only provide a relative indication of the procoagulant activity of emicizumab</u>



Emicizumab

Interacción emicizumab en los análisis utilizados en la monitorización

Inhibitor assays	Bethesda assays using FVIII OSA	FVIII: sensitive Emicizumab: false negative; as emicizumab is not deactivated by heat, it drives coagulation via human FIX and FX in human plasma, regardless of presence of inhibitors to FVIII ³¹	<u>Cannot be used to measure FVIII inhibitor titers in the presence of emicizumab</u>
	CBA	FVIII: sensitive Emicizumab: insensitive; this assay uses a bovine protein-based chromogenic FVIII assay, which is not affected by emicizumab ⁴²	<u>Can be used to measure FVIII inhibitor titers in the presence of emicizumab</u>





Abbreviations: aPTT, activated partial thromboplastin time; CBA, chromogenic Bethesda Assay; CSA, chromogenic assay; F, coagulation factor; OSA, one-stage clotting assay.





Emicizumab

Interacción emicizumab en los análisis utilizados en la monitorización

	Standard assay	Sensitivity to FVIII/emicizumab	Recommendations for use in the presence of emicizumab
Global coagulation assays	<u>aPTT</u>	FVIII: sensitive Emicizumab: oversensitive; normalizes at very low concentrations of emicizumab ³⁹	Cannot be used to measure the hemostatic potential of a patient
	<u>ROTEM</u>	FVIII: sensitive Emicizumab: sensitive; EXTEM has little-to-no response in the presence of emicizumab and INTEM shows marked response in the presence of emicizumab, but no dose-dependent effect, while NATEM shows a significant dose-dependent response to emicizumab ⁵²	May be used to measure global coagulation in the presence of emicizumab
	<u>TGA</u>	FVIII: sensitive Emicizumab: sensitive; shows a linear, dose-dependent increase in thrombin generation when triggered with FXIa ⁴⁸	May be used to measure global coagulation in the presence of emicizumab



Emicizumab *Análisis globales de coagulación*



Valores emicizumab

- *Screening* TTPA
- Niveles de emicizumab
- Test especiales para descartar ADA

Cuantificar FVIII/inhibidor

- Análisis FVIII cromogénico reactivos bovinos
- Bethesda con reactivos bovinos

Efecto global en la coagulación

- Test viscoelásticos
- Test generación de trombina

Emicizumab: Experiencia propia



TTPA



Plasma deficiente de VIII (<1%)



Emicizumab (calibrador)




Controles de calidad



Tiempo de coagulación = Concentración de emicizumab en plasma (µg/mL)


Test generación trombina: Experiencia propia





N = 58 muestras

Estudio HAG con/sin inhibidor



Niveles de emicizumab vs Lag Time y Time to Peak



Niveles de emicizumab vs Pico TGT



Niveles de emicizumab vs ETP



Monitorización emicizumab: Conclusiones

- *En general, NO MONITORIZACIÓN en los pacientes con emicizumab*
- *MONITORIZACIÓN en situaciones especiales:*
 - **Laboratorios generales:** TTPA (precaución técnica!!!)
 - **Unidades tratamiento hemofilia:**
 - Cuantificación emicizumab
 - Valores de FVIII método cromogénico con reactivo bovino
 - Cuantificación inhibidor por método cromogénico con reactivo bovino
 - Generación trombina por método estandarizado
 - **Unidades especiales** para monitorización/estudios de investigación:
 - Test globales de coagulación con posibilidad variación condiciones ensayo

Thanks for your participation

S+